



**Mehr Lebensqualität**  
*für Menschen in Pflege und Betreuung*

**URONOVIS®**  
PRODUKTE FÜR DIE MEDIZIN

# Ihr Partner Uronovis

## Kompetenz und Erfahrung für den urologischen Markt

Seit über 20 Jahren spezialisiert sich die Uronovis GmbH auf den urologischen Markt. Hier bringen wir unser ganzes Wissen ein, um neue Produkte zu entwickeln und bestehende konsequent zu optimieren. Dabei setzen wir auch die vielen Erkenntnisse um, die wir aus dem engen Dialog mit unseren Kunden und der regelmäßigen Teilnahme an urologischen Fachkongressen gewinnen.

Wir sind nach DIN EN ISO 13485:2016 zertifiziert. Auch unsere ausgewählten Lieferanten sind ausnahmslos ISO zertifiziert. Doch nicht nur höchste Qualität, auch die Funktionalität der Produkte und die umfassende Produktpalette sind charakteristisch für unser Unternehmen. Unsere hochwertigen Produkte werden im Co-Branding Verfahren vertrieben.

In Zeiten, in denen die Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen einem stetigen Wandel unterliegen, haben wir uns außerdem zentralen ökonomischen und ökologischen Zielen verschrieben. Kostenreduktion und -effizienz sowie ein schonender Umgang mit natürlichen Ressourcen sind daher für uns unverzichtbar.

## Qualität und Innovation für Patient und Gesundheitswesen

Eine beispielhafte Neuerung (und zugleich ein beispielhafter Erfolg!) ist unser mit einer antiadhäsiven Beschichtung veredelter Longlifekatheter. Die Optimierung des bewährten Longlifekatheters, 2. Generation, befindet sich bereits in der klinischen Prüfungsphase. Mit einer Verweildauer von bis zu 90 Tagen geht dieses Produkt zum Einen auf die Bedürfnisse des heutigen Patienten ein, zum Anderen wird der Longlifekatheter den steigenden Ansprüchen gerecht, die den Alltag in der Urologischen Praxis und die Kostensituation im Gesundheitswesen prägen. Doch auch ökologischen Aspekten wird Rechnung getragen: Die längere Liegezeit des Katheters senkt den Rohstoffverbrauch – und zugleich fällt weniger Material zur Entsorgung an.

## Service und Know-how für unsere Kunden

Als modernes Unternehmen wissen wir um die immense Bedeutung zuverlässiger Dienstleistungen. Hochwertige Services sind für uns die Basis des Erfolgs und für unsere Kunden die Grundlage einer langfristigen, vertrauensvollen Zusammenarbeit.

Tag für Tag überzeugen wir, dank umfangreicher Lagerbevorratung, fortschreitender Digitalisierung unserer Prozesse, und reaktionsstarkem Innendienst, mit einer flexiblen und schnellen Belieferung – innerhalb von Deutschland binnen 48 Stunden frachtkostenfrei. Ebenso kompetent und engagiert ist unser qualifizierter Außendienst, der Hand in Hand mit dem Innendienst kooperiert. Dies ermöglicht uns die optimale Betreuung verschiedenster Kundenkreise wie z. B. Kliniken, Arztpraxen, Großhändler, Apotheken, Seniorenzentren, Pflegedienste und Patienten zu Hause.

# Produktübersicht

- Transurethrale Blasendrainage und Zubehör Seite 6 - 11
- Suprapubische Blasendrainage und Zubehör Seite 12 - 13
- Katheterventile und Stöpsel Seite 14
- Urindrainagesysteme und Zubehör Seite 15 - 26
- Information GMG Seite 27
- Hilfsmittel-Pass für Reisende Seite 28

# Arten der Harnblasenableitung

## Der transurethrale Harnblasenkatheter

(Einmalkatheterismus, Verweilkatheter)

Das Legen eines transurethralen Katheters hat unter aseptischen Bedingungen zu erfolgen. Der Patient wird mit vollständig entblößtem Unterkörper gelagert. Nach Vorbereitung der benötigten Arbeitsmaterialien (Uronovis®-Katheterlegeset!) und hygienischer Händedesinfektion erfolgt die mechanische Reinigung der äußeren Genitale und der Harnröhrenöffnung. Der Katheter muss dem Lumen des Meatus urethrae angepasst sein.

Es sind sterile Handschuhe zu tragen. Das Genital wird steril abgedeckt. Der sterile Katheter ist mit steriler Pinzette zu führen oder es ist eine sterile Katheter-Schutzhülle zu verwenden. Durch die Verwendung von Katheterlegesets und bei Beteiligung einer Hilfsperson im Einzelfall wird das Infektionsrisiko vermindert.

## Der suprapubische Harnblasenkatheter (SBK)

Falls eine Dauerharnableitung erforderlich ist, sollte zur Vermeidung der mukopurulenten Membran durch Umgehung der Harnröhre der suprapubische Harnblasenkatheter dem transurethralen Verweilkatheter vorgezogen werden, falls keine Kontraindikation besteht.

Anlage und Wechsel eines suprapubischen Harnblasenkatheters haben unter aseptischen Bedingungen mit einem möglichst atraumatischen, anwenderfreundlichen Punktionsbesteck zu erfolgen.

# Infektionsgefahren

## Vom Patienten ausgehend

Infektionsquellen sind die keimbesiedelte Perianalregion, der Genitalbereich, der Unterbauch (Schamhaare) und die Hände des Patienten. Mit zunehmender Liegedauer des Katheters nimmt die Keimaszension über die mukopurulente Membran des Urethralschleims zu. Das Infektionsrisiko wird durch verschiedene Faktoren erhöht (Manipulation des Patienten am Ableitungssystem, Obstruktionen im Harntrakt, Immunsuppression, Diabetes mellitus, Polytrauma, Immobilität, Lebensalter, Stuhlinkontinenz).

## Harnableitungssystem

Bei Dauerharnableitung (Verweilkatheter) muss ein „geschlossenes Ableitungssystem“ verwendet werden. Dieses ist dadurch charakterisiert, dass es während der Ableitung das Lumen der Harndrainage vor Kontaminationen von außen weitestgehend schützt. Im Handel sind verschiedene „geschlossene Systeme“ erhältlich, die den grundlegenden Anforderungen der ISO/DIS8669-2 (Europäisches Komitee für Normung, 1994) entsprechen. Es sollten Systeme zur Anwendung kommen, die auch die hygienischen Anforderungen an die Harnprobenentnahmestelle für bakteriologische Untersuchungen, Rückflusssperre, Luftausgleichsventil, gegebenenfalls Ablass-Stutzen und -Verschluss erfüllen.

Jeder Wechsel sowie das Ablassen des Urins erfordert aseptisches Vorgehen, um eine Infektion des Patienten sowie Kontamination des Personals und der Umgebung mit Gefährdung anderer Patienten zu verhindern.

Der Wechsel des Ableitungssystems erfolgt in Abhängigkeit von der Verschmutzung, in jedem Fall aber alle 2 Wochen. Ein geschlossenes Harnableitungssystem ist kein Ersatz für verantwortungsvolle Katheterpflege und Genitalhygiene.

## Katheterpflege

Urethramündung, Katheter und Genitalregion sind täglich mit Wasser und Seife zu reinigen. Eine prophylaktische chemische Antiseptik ist nicht erforderlich; die Effektivität dieser Maßnahme ist nicht belegt. Das Drainagesystem darf nur unter aseptischen Kautelen geöffnet werden. Wegen der Infektionsgefahr sollten keine routinemäßigen Blasenspülungen vorgenommen werden. Durch regelmäßige Flüssigkeitsgabe soll für eine ausreichende Diurese (Ausspüleffekt) gesorgt werden. Bei gesteigerter Inkrustationsanfälligkeit empfiehlt sich der Einsatz des Uronovis®-Longlifekatheters mit verringerter Inkrustationsneigung und einer Liegedauer von bis zu 90 Tagen oder gegebenenfalls die Ansäuerung des Harns.

**Anmerkung:** Die Hinweise stammen auszugsweise aus der zitierbaren Quelle „Krankenhaushygiene/Hospital-Hygiene“ und wurden durch Produktbeschreibungen von Uronovis®-Produkten ergänzt.

# Wann wird ein Katheter gelegt?

- akuter Harnverhalt  
z. B. bei Prostatahyperplasie (Prostatavergrößerung)
- Harninkontinenz (unfreiwilliger Harnabgang)
- zur Entlastung des Harntraktes und Kontrolle der Urinausscheidung (Nierenfunktion)

# Urinbeutel

Bei Urinbeuteln wird zwischen Nachtbeuteln mit langem Verbindungsschlauch und großem Volumen (NOVIBAG Luxury 2000) und kleineren Beinbeuteln (NOVIBAG Mini) mit kurzem Anschlussstück (12 cm) oder mit langem Anschlussstück (50 cm) und so genannten Tag- und Nachtbeuteln (1000 ml) unterschieden. Beinbeutel ermöglichen dem Patienten tagsüber eine größtmögliche Bewegungsfreiheit. Eine optimale Befestigung am Körper erfolgt mit speziellen Beingurten (Uronovis®-Klettband Universal) oder bequemen, waschbaren Unter-/Oberschenkelbefestigungen aus reiner Baumwolle.

Der Urinbeutel sollte unbedingt so am Körper, Rollstuhl oder Bett angebracht werden, dass er nie oberhalb des Blasen-niveaus liegt, damit wegen des Gefälles stets ein Abfluss gewährleistet ist. Der Schlauch darf nicht abknicken und Druck oder Zug auf das gesamte System ist zu vermeiden.

Wechsel des Beutels: Geschlossene Urindrainagebeutel sollten 14-tägig gewechselt werden. Bei einer zwischenzeitlichen Trennung besteht die Gefahr der Keimeinschleusung.

## Katheterventile

Nicht zuletzt, um die Lebensqualität für Katheträger zu verbessern, bieten die von Uronovis angebotenen Produkte einfachste Handhabung und bestmöglichen Komfort. Mit diesen Ventilen (Novivent Katheterventil, Katheterventil Mirovalve) kann mittels eines Schiebereglers oder auf Knopfdruck die gefüllte Blase kontrolliert entleert werden. Das bedeutet eine kontaminationsfreie Bedienung und gezieltes Blasentraining.

Die Katheterventile sind einhändig bedienbar und zeichnen sich durch ihre hohe Durchflusskapazität und die körperfreundliche Form aus. Ein Anschluss an einen Urinbeutel ist mit den mitgelieferten Adapterstücken jederzeit möglich. Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, mit jedem Katheterwechsel auch ein neues Ventil zu verwenden.

### Blasentraining

Die Dauerableitung des Harns in einen Urinbeutel hat eine permanente Entleerung der Blase zur Folge. Die Blasenmuskulatur erschlafft, weil der natürliche Entleerungsrythmus unterbunden ist. Mit einem der zur Auswahl stehenden Uronovis®-Katheterventilen kann der Patient selbst gezielt diesem entgegenwirken, da das Harnlassen erst nach Füllung der Blase erfolgt.

## Pflege und Hygiene

Katheträger sollten grundsätzlich Wannenbäder vermeiden. Es ist sinnvoll, den Genitalbereich täglich mit Wasser und Seife zu reinigen. Dabei kann der sichtbare Teil des Katheters mitgewaschen werden.

Die Farbe und der Geruch des Urins sollten ständig beobachtet werden. Ist der Urin getrübt, blutig oder übel riechend, kann eine Entzündung die Ursache sein.

Weitere Anzeichen für eine Entzündung sind Schmerzen in der Blase oder im Hodensack und Temperaturerhöhungen, in einigen Fällen entleert sich auch Urin neben dem Katheter.

**Bitte suchen Sie in diesen Fällen umgehend Ihren behandelnden Arzt auf!**

Eine tägliche Flüssigkeitsaufnahme von mindestens 2 Litern wird allgemein empfohlen, um eine innere Spülung zu erreichen und damit Entzündungen und einer Steinbildung entgegenzuwirken.

## Kostenübernahme

Die Kosten für Uronovis®-Produkte werden von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Zuzahlungen für den Patienten werden nach den gesetzlichen Regelungen erhoben (siehe Info auf der 3. Umschlagseite).

Die Produkte werden durch den Urologen oder Ihren Hausarzt rezeptiert und sind direkt über Uronovis zu beziehen, aber auch in Apotheken und Sanitätshäusern erhältlich.

**Die Produkte unterliegen keiner Budgetierung!**

Weitere Informationen zu Uronovis®-Produkten senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Latex	Uronovis®-Silikon
<b>Vorteile</b>	<b>Vorteile</b>
✓ elastischer Ballon	✓ hohe Drainageleistung (90% höher als bei einem Latex-Katheter gleicher Stärke)
<b>Nachteile</b>	✓ keine allergischen Reaktionen
✗ Latexallergie, ausgelöst durch ca. 50 verschiedene Eiweißmoleküle im Naturstoff Latex	✓ wissenschaftlich anerkanntes Material
✗ schwache Drainageleistung durch geringes Innenlumen	✓ keine Migration
✗ hohe Inkrustation (Ablagerung von Harnsalzen), dadurch kurze Liegezeit (bis max. 7 Tage)	✓ längere Liegedauer durch geringe Inkrustationsneigung (Ablagerung von Harnsalzen)
✗ Migration: Latex düstet aus (Entfärbung des Katheters sichtbar)	✓ Softballon
✗ Häufiger Katheterwechsel (dadurch höhere Kosten)	<b>Nachteile</b>
	✗ Diffusion im Ballonbereich Ausgleich durch Füllmedium 10% Glycerin/Wassergemisch

# Silikonelastomerkatheter


## Transurethraler Silikonelastomer 2-Wege Ballonkatheter mit Nelatonspitze

**Größe:** CH 8 - CH 26

**Ballon:** 5 - 10 ml

**Länge:** 40 cm

- Transurethraler Ballonkatheter mit fest verankerter Silikon-  
schicht im inneren Lumen und an der äußeren Wandung.
- Der sehr elastische Katheteraufbau mit einem diffusions-  
freien und hoch belastbaren Ballon besticht durch seinen sehr  
angenehmen Tragekomfort. Die gleichzeitig hervorragende  
Gewebeverträglichkeit bei niedriger Inkrustationsneigung  
ermöglicht den Einsatz zur Lang- bzw. Kurzzeitdrainage.



Größe	Ballon	Art.-Nr.	PZN	Hilfsmittelpos.-Nr.
CH-12	10 ml	01/10/12/10	02350690	15.25.15.7003
CH-14	10 ml	01/10/14/10	02350721	15.25.15.7003
CH-16	10 ml	01/10/16/10	02350862	15.25.15.7003
CH-18	10 ml	01/10/18/10	02351465	15.25.15.7003
CH-20	10 ml	01/10/20/10	02351956	15.25.15.7003
CH-22	10 ml	01/10/22/10	02351979	15.25.15.7003
CH-24	10 ml	01/10/24/10	02351991	15.25.15.7003
CH-26	10 ml	01/10/26/10	02352016	15.25.15.7003

Abbildung kann vom Original abweichen.

Verpackung: doppelt steril  
Verpackungseinheit: 10 Stück

# NOVICATH-Silikon


## Transurethraler 2-Wege Silikon Ballonkatheter 100 % Silikonballonkatheter mit Röntgenkontraststreifen und Nelatonspitze

**Größe:** CH 12 - CH 26

**Ballon:** 10 - 30 ml

**Länge:** 40 cm

- Die sichere Fixierung des Katheters durch die hohe Ballonkapazität und die Möglichkeit der radiologischen Darstellung des Katheters mittels Röntgenkontraststreifen zeichnen dieses Produkt aus.
- Die hervorragende Gewebeverträglichkeit bei niedriger Inkrustationsneigung ermöglicht den Einsatz zur Lang- bzw. Kurzzeitdrainage.



Größe	Ballon	Art.-Nr.	PZN	Hilfsmittelpos.-Nr.
CH-12	10 ml	01/11/12/10	02349646	15.25.15.6120
CH-14	10 ml	01/11/14/10	02349681	15.25.15.6120
CH-16	10 ml	01/11/16/10	02349793	15.25.15.6120
CH-18	10 ml	01/11/18/10	02350075	15.25.15.6120
CH-20	10 ml	01/11/20/10	02349563	15.25.15.6120
CH-22	10 ml	01/11/22/10	02350164	15.25.15.6120
CH-24	10 ml	01/11/24/10	02350365	15.25.15.6120
CH-26	30 ml	01/11/26/30	02350649	15.25.15.6120

Abbildung kann vom Original abweichen.

Verpackung: doppelt steril  
Verpackungseinheit: 10 Stück

# NOVICATH-Silikon Tiemann

Transurethraler 2-Wege Silikon Ballonkatheter  
mit Tiemannspitze


100 % Silikonballonkatheter mit Röntgenkontraststreifen

**Größe:** CH 12 - CH 24

**Ballon:** 5 - 10 ml

**Länge:** 40 cm

- Die sichere Fixierung des Katheters durch die hohe Ballonkapazität und die Möglichkeit der radiologischen Darstellung des Katheters mittels Röntgenkontraststreifen zeichnen dieses Produkt aus.
- Der Katheter besitzt eine atraumatisch dilatierende Kugelspitze zur problemlosen Überwindung der Prostataloge. Die hervorragende Gewebeerträglichkeit bei niedriger Inkrustationsneigung ermöglicht einen Einsatz zur Lang- bzw. Kurzzeitdrainage.



Größe	Ballon	Art.-Nr.	PZN	Hilfsmittelpos.-Nr.
CH-12	5 ml	01/12/12/05	0795838	15.25.15.6118
CH-14	5 ml	01/12/14/05	0795844	15.25.15.6118
CH-16	10 ml	01/12/16/10	0795850	15.25.15.6118
CH-18	10 ml	01/12/18/10	0795867	15.25.15.6118
CH-20	10 ml	01/12/20/10	0795873	15.25.15.6118
CH-22	10 ml	01/12/22/10	0795896	15.25.15.6118
CH-24	10 ml	01/12/24/10	0795904	15.25.15.6118

Abbildung kann vom Original abweichen.

Verpackung: doppelt steril  
Verpackungseinheit: 10 Stück

# URONOVIS® - Katheterlegeset-latexfrei

- Das Katheterlegeset zeichnet sich durch die in zwei Schritten, getrennt verpackten Bestandteile aus.

Während in der äußeren Verpackung die Bestandteile sind, die keiner zwingenden Sterilität bedürfen, sind in der inneren Verpackung all die Artikel zusammengefasst, die zum sterilen Legen eines Katheters benötigt werden. Das in der äußeren Verpackung liegende Schleimhautdesinfektionsmittel ist dazu noch farblos und hinterlässt keine unschönen Spuren, was den Pflegekräften das lästige Neubeziehen des Pflegebettes erspart.

- Durch die beiliegende Entblockerspritze ist das Katheterlegeset komplett und eignet sich somit auch zum direkten Versand zum Patienten.

Folglich benötigt die behandelnde Person lediglich einen Blasenkatheter (z.B. NOVICATH-soft) und ein Urindrainagesystem (z.B. NOVIBAG Luxury 2000)

Auf Wunsch werden alle Artikel frachtkostenfrei zum Patienten versandt.

## Innere Verpackung:

- 1 Nierenschale
- 1 Tupferschale
- 6 Tupfer (pflaumengroß)
- 1 Pinzette
- 1 Schlitz-Lochtuch (60 x 60 cm)
- 1 Unterlage wasserfest (60 x 60 cm)
- 2 Paar Nitrilhandschuhe puderfrei Gr. M
- 1 Blockerspritze 10 ml gefüllt mit 10 % Glycerinlösung in Aquadest
- 1 Gleitgelmittel 6 ml, nicht apothekenpflichtig (Katheterlegeset für Männer)

## Äußere Verpackung:

- 1 Spritze 10 ml zum Entblocken des liegenden Katheters
- 1 Octenisept® Wund- und Schleimhautantiseptikum 15 ml

### Katheterlegeset für Männer

Art.-Nr.	PZN
09/12/01/UV	02352358

Abbildung kann vom Original abweichen.



### Katheterlegeset für Frauen

Art.-Nr.	PZN
09/12/02/UV	02352358

Abbildung kann vom Original abweichen.



Verpackungseinheit: 20 Stück

# NOVICATH-extern

Silikon-Urinalkondom  
gebrauchsfertig mit Klebefläche

**Größe: S** 20 - 25 mm  $\phi$

**Größe: M** 25 - 30 mm  $\phi$

**Größe: IM** 30 - 35 mm  $\phi$

**Größe: L** 36 - 41 mm  $\phi$



- Dieses hypoallergene Urinalkondom aus Silikon ist besonders gut geeignet bei überempfindlicher Haut oder für Patienten mit einer Latexallergie. Das transparente Material ermöglicht eine ständige Hautkontrolle wodurch dieses selbstklebende Kondom problemlos 24 Stunden ohne Unterbrechung getragen werden kann. Der Einsatz von Hautkleber entfällt.

Art.-Nr.	Größe	PZN	Hilfsmittelpos.-Nr.
05/13/S/UN	20 - 25 mm	05379814	15.25.04.7006
05/13/M/UN	25 - 30 mm	05379837	15.25.04.7006
05/13/IM/UN	30 - 35 mm	05379843	15.25.04.7006
05/13/L/UN	36 - 41 mm	05379866	15.25.04.7006

Abbildung kann vom Original abweichen.

Verpackung: einfach  
Verpackungseinheit: 30 Stück

# URONOVIS®-Spritzen

Blockerspritzen mit 10% Glycerinlösung  
Luer-Spritze mit Füllmedium zum Blocken  
von urologischen Ballonkathetern

## Blockerspritzen

Füllvolumen: **10 ml**

Füllmedium: **10% Glycerin**

- Die Blockerspritzen enthalten 10% Glycerin in Aquadest und gewährleisten dadurch die Konstanz des Füllvolumens über die gesamte Liegedauer der urologischen Ballonkatheter.



Füllvolum.	Art.-Nr.	PZN	Hilfsmittelpos.-Nr.
10 ml	09/10/10/Gly	00820536	15.99.99.0006

Abbildung kann vom Original abweichen.

Verpackung: einzeln steril  
Verpackungseinheit: 10 Stück

# NOVICATH-Silikon suprapubisch

Suprapubischer Ballonkatheter  
100 % Silikonballonkatheter mit integralem Ballon,  
Röntgenkontraststreifen und zentraler Öffnung

**Größe:** CH 10 - CH 22

**Ballon:** 3 - 10 ml

**Länge:** 40 cm

- Integraler Silikonballonkatheter mit hervorragender Gewebeerträglichkeit und niedriger Inkrustationsneigung für die Kurz- bzw. Langzeitdrainage.
- Der integrale Silikonballonkatheter verfügt über einen in die Wandung des Schaftes eingearbeiteten Ballon. Somit entfällt der Kalibersprung von mehreren Charriere, wie er bei herkömmlichen Kathetern auftritt und dadurch zur Stauchung an der Faszie beim Einlegen des Katheters führt.



Größe	Ballon	Art.-Nr.	PZN
CH-10	3 ml	02/10/10/03	02352051
CH-12	5 ml	02/10/12/05	02352068
CH-14	5 ml	02/10/14/05	02352074
CH-16	10 ml	02/10/16/10	02352097
CH-18	10 ml	02/10/18/10	02352140
CH-20	10 ml	02/10/20/10	02352186
CH-22	10 ml	02/10/22/10	02352217

Abbildung kann vom Original abweichen.

Verpackung: doppelt steril  
Verpackungseinheit: 10 Stück

# NOVICATH-Blue Soft suprapubisch

2-Wege Ballonkatheter  
aus 100% Silikon mit integralem Ballon  
und zentraler Öffnung

**Größe:** CH 12 - CH 22

**Ballon:** 5 - 10 ml

**Länge:** 40 cm

- Integraler Silikonballonkatheter mit hervorragender Gewebeerträglichkeit und niedriger Inkrustationsneigung für die Kurz- bzw. Langzeitdrainage.
- Der integrale Silikonballonkatheter verfügt über einen in die Wandung des Schaftes eingearbeiteten Ballon. Somit entfällt der Kalibersprung von mehreren Charriere, wie er bei herkömmlichen Kathetern auftritt und dadurch zur Stauchung an der Faszie beim Einlegen des Katheters führt.
- Der Katheter bietet durch seine elastische Struktur einen sehr angenehmen Tragekomfort.



Größe	Ballon	Art.-Nr.	PZN
CH-12	5 ml	02/22/12/05	19826168
CH-14	5 ml	02/22/14/05	19826174
CH-16	10 ml	02/22/16/10	19826180
CH-18	10 ml	02/22/18/10	19826197
CH-20	10 ml	02/22/20/10	19826205
CH-22	10 ml	02/22/22/10	19826211

Abbildung kann vom Original abweichen.



Verpackung: einzeln steril  
Verpackungseinheit: 200 Stück

# NOVIVENT-Katheterventil

Zur selbstständigen Steuerung der Harnblasenentleerung mit der Möglichkeit zur nächtlichen Dauerableitung

## Katheterventil

### Schlauchverbinder

**Gewicht: 8 g**

- Das diskrete und komfortable Katheterventil zeichnet sich durch seine einfache Handhabung aus. Die Funktion des Sicherheitshebels beugt dem zufälligen Öffnen des Ventils vor. Es bietet ein hohes Maß an Unabhängigkeit und vermittelt ein absolut sicheres Gefühl. Die Anwendung von NOVIVENT bedarf einer ärztlichen Indikationsstellung. Dieses Katheterventil stellt eine diskrete Alternative zum Gebrauch von Urinbeuteln dar.



Gewicht	Art.-Nr.	PZN	Hilfsmittelpos.-Nr.
8 g	06/10/03/UV	12672756	15.25.16.0032

Abbildung kann vom Original abweichen.

Verpackung: einfach steril  
Verpackungseinheit: 10 Stück

# NOVIBAG 3K

Dreikammern-Beinbeutel 750 ml mit  
 50 cm Schlauch (individuell kürzbar),  
 Refluxventil und universellem Stufenkonus

## Urindrainagesystem

**Füllmenge:** 750 ml

**Schlauchlänge:** 50 cm (kürzbar)

- 750 ml Füllmenge, 50 cm Schlauchlänge (Schlauch kann individuell gekürzt werden), mit Refluxventil, universell für alle Katheter passendem Stufenkonus und Vliesbeschichtung. Ein zusätzliches Ansatzstück am Anti-Spill-Ablasshahn (mit Schnellverschluss) erlaubt den Anschluss an einen Urinbeutel für die Tag- und Nachtversorgung. Der NOVIBAG 3K gewährleistet durch sein Dreikammernsystem ein sicheres, komfortables und geräuscharmes Tragegefühl. Der Dreikammernbeutel liegt angenehm flach am Bein und bietet dem Anwender Diskretion.
- Sterilisiert mit Ethylenoxid-Gas zum Einmalgebrauch. Die Sterilität ist bei ungeöffneter und unbeschädigter Verpackung gewährleistet.



Art.-Nr.	PZN	Hilfsmittelpos.-Nr.
07/12/750/UV	16321640	15.25.05.3117

Abbildung kann vom Original abweichen.

Verpackung: einzeln steril  
 Verpackungseinheit: 50 Stück

# NOVIBAG Luxury 2000

Urindrainagesystem 2000 ml

Geschlossenes Urindrainagesystem UV 2000

Bettbeutelsystem 2000 ml mit 90 / 110 cm Schlauchlänge,  
mit universeller Halterung für alle gängigen Patientenbetten

## Urindrainagesystem

**Füllmenge: 2000 ml**

**Länge: 90 / 110 cm**

- Die zweiteilige Tropfkammer des geschlossenen Urindrainagesystems enthält eine hochwirksame Rücklaufsperrung. Auch der neu entwickelte, einhändig bedienbare Anti-Spill-Ablasshahn ist absolut kontaminationssicher. Durch seinen großen Innendurchmesser lässt sich das System schnell entleeren.
- An einer integrierten Punktionsstelle am Stufenkonus können Urinproben entnommen werden. Die doppelte Belüftung an Tropfkammer und Beutel sorgt für optimalen Druckausgleich und beste Fließeigenschaften.
- Universelle Verwendbarkeit gewährleistet der Zwillingshalter mit Fixationskordel. Schlauch- und Fixierungsklemme halten den Schlauch in Position, und eine übersichtliche Graduierung erleichtert die Volumenkontrolle.



Art.-Nr. (90 cm)	PZN	Hilfsmittelpos.-Nr.
07/10/2000/90UV	05480743	15.25.07.0045
Art.-Nr. (110 cm)	PZN	Hilfsmittelpos.-Nr.
07/10/2000/UV	02352364	15.25.07.0045

Abbildung kann vom Original abweichen.



### Profilschlauch

Die Zuleitung mit oktagonalem Innenprofil garantiert auch in geknicktem Zustand oder bei schwieriger Lagerung des Patienten eine einwandfreie Drainage.



### Multifunktions-Halter

Der Zwillingshalter ist universell an den verschiedensten Bettgestellen einsetzbar. Durch den freien Tropfenfall wird das Aufsteigen von Keimen verhindert.



### Optimierter Stufenkonnektor

Durch rückwärts gerichtete Stufen wird der neue Konnektor fest und leakagefrei mit dem Katheter verbunden.



### Sicher verschlossen, leicht entleert

Der neu entwickelte, großlumige Anti-Spill-Ablasshahn ist mit einer Konterwulst versehen, um Leckagen durch zu weites Hineindrücken des Kolbens zu verhindern.

Verpackung: einfach steril  
Verpackungseinheit: 20 Stück

# NOVIBAG Simple

Steriles Urindrainagesystem UV 2000-E  
mit Ablassventil ohne Tropfkammer

## Urindrainagesystem

Füllmenge: **2000 ml**

Schlauchlänge: **90 cm**

- Das sterile Urindrainagesystem ist mit einer Rücklaufsperrung und einem Bodenablassventil ausgestattet.



Art.-Nr.	PZN	Hilfsmittelpos.-Nr.
07/13/2000/UV	00810650	15.25.06.3000

Abbildung kann vom Original abweichen.

Verpackung: einfach steril  
Verpackungseinheit: 20 Stück

### Art.-Nr.

07/13/2000/HL

Abbildung kann vom Original abweichen.

Verpackung: nicht steril  
Verpackungseinheit: 100 Stück



Halterung für das sterile Urindrainagesystem  
UV 2000-E und UV 1000 24-7 für Tag- und  
Nachtversorgung .

# NOVIBAG Midi

Geschlossenes Urindrainagesystem UV 1000 24-7  
für Tag- und Nachtversorgung,  
mit 30 / 60 / 90 cm Schlauchlänge

## Urindrainagesystem

**Füllmenge: 1000 ml**

**Länge: 30 / 60 / 90 cm**

- Das geschlossene Beinbeutelssystem ist mit einer integrierten Punktionsstelle versehen. Eine hochwirksame Rücklaufsperre in der zweiteiligen Tropfkammer minimiert die Gefahr aufsteigender Infektionen. Der neu entwickelte Anti-Spill-Ablasshahn ist einhändig und kontaminationsfrei bedienbar. Für leckagesicheren Anschluss sorgt der Konnektor, dessen rückwärts gerichtete Stufen besonders gut greifen. Die doppelte Belüftung an Tropfkammer und Beutel gewährleistet optimalen Druckausgleich und beste Fließigenschaften.
- Hautreizungen beugt eine angenehme Vliesbeschichtung vor, und eine übersichtliche Graduierung erleichtert die Volumenkontrolle. Am Tag wird der Beinbeutel mittels Kletthalteband fixiert, bei Nacht befestigt ihn der Patient mit der Kordel am Bett.



Art.-Nr. (30 cm)	PZN	Hilfsmittelpos.-Nr.
07/14/1000/24-7	04888525	15.25.07.1005
Art.-Nr. (60 cm)	PZN	Hilfsmittelpos.-Nr.
07/15/1000/24-7	04888531	15.25.07.1005
Art.-Nr. (90 cm)	PZN	Hilfsmittelpos.-Nr.
07/16/1000/24-7	04888548	15.25.07.1005

Abbildung kann vom Original abweichen.

Verpackung: einfach steril  
Verpackungseinheit: 50 Stück



**Optimierter Stufenkonnektor**  
Durch rückwärts gerichtete Stufen wird der neue Konnektor fest und leckagefrei mit dem Katheter verbunden. Die Urinprobenentnahme ist nadelfrei.



**Sicher verschlossen, leicht entleert**  
Der neu entwickelte, großlumige Anti-Spill-Ablasshahn ist mit einer Konterwulst versehen, um Leckagen durch zu weites Hineindrücken des Kolbens zu verhindern.

# NOVIBAG Mini kurz

Beinbeutel 750 ml mit 12 cm Schlauchlänge

## Beinbeutel

**Füllmenge: 750 ml**

**Schlauchlänge: 12 cm**

- Das Beinbeutelsystem ist mit einem neu entwickelten Konnektor ausgerüstet, dessen rückwärts gerichtete Stufen besonders hohe Anschlusssicherheit gewähren. Ein Refluxventil verringert die Gefahr aufsteigender Infektionen.
- Der neu entwickelte Anti-Spill-Ablasshahn ist einhändig und kontaminationsfrei bedienbar. Ein zusätzliches Ansatzstück erlaubt den Anschluss an einen Urinbeutel für die Tag- und Nacht-Versorgung. Um Hautreizungen vorzubeugen und den Tragekomfort zu erhöhen, ist die Rückseite des Beinbeutels mit einem Vlies beschichtet.
- Diese Version des Beinbeutels kann sowohl steril als auch nicht steril geliefert werden.



Art.-Nr. (steril)	PZN	Hilfsmittelpos.-Nr.
07/16/750/UV	00646848	15.25.05.3064

Abbildung kann vom Original abweichen.

Verpackung: einzeln steril  
 Verpackungseinheit: 100 Stück

Art.-Nr. (nicht steril)	PZN	Hilfsmittelpos.-Nr.
07/16/750/UV/NS	04444780	15.25.05.1092

Abbildung kann vom Original abweichen.

Verpackung: nicht steril 10 Stück im PE-Beutel  
 Verpackungseinheit: 200 Stück

# NOVIBAG Mini lang

Beinbeutel 750 ml mit 50 cm Schlauchlänge

## Beinbeutel

**Füllmenge: 750 ml**

**Schlauchlänge: 50 cm**

- Das Beinbeutelsystem ist mit einem neu entwickelten Konnektor ausgerüstet, dessen rückwärts gerichtete Stufen besonders hohe Anschlussicherheit gewähren. Bei der 50-cm-Version liegt ein weiterer Stufenkonnektor lose bei, damit der Schlauch erst auf die gewünschte Länge gebracht werden kann. Ein Refluxventil verringert die Gefahr aufsteigender Infektionen.
- Der neu entwickelte Anti-Spill-Ablasshahn ist einhändig und kontaminationsfrei bedienbar. Ein zusätzliches Ansatzstück erlaubt den Anschluss an einen Urinbeutel für die Tag- und Nacht-Versorgung. Um Hautreizungen vorzubeugen und den Tragekomfort zu erhöhen, ist die Rückseite des Beinbeutels mit einem Vlies beschichtet.
- Diese Version des Beinbeutels kann sowohl steril als auch nicht steril geliefert werden.
- Die Schlauchlänge kann individuell angepasst werden, sodass Verbindungsstücke überflüssig werden. Ein aufsteckbarer Konnektor ist im Lieferumfang enthalten.



Art.-Nr. (steril)	PZN	Hilfsmittelpos.-Nr.
07/19/750/UV	00550019	15.25.05.3064

Abbildung kann vom Original abweichen.

Verpackung: einzeln steril  
Verpackungseinheit: 100 Stück

Art.-Nr. (nicht steril)	PZN	Hilfsmittelpos.-Nr.
07/19/750/UV/NS	04444828	15.25.05.1092

Abbildung kann vom Original abweichen.

Verpackung: nicht steril 10 Stück im PE-Beutel  
Verpackungseinheit: 150 Stück

# Beinbeutelfixierung

Fixierstrumpf für Urinbeutel

Beinbeutelfixierstrumpf für das sterile Urindrainagesystem 750 ml (12 cm bzw. 50 cm Schlauchlänge)

## Fixierstrumpf

Waschbar: **60 °C**

Größe: **OS-US**

- Elastisches Beutelfixierstrumpf mit hautsympathischem Tragegefühl für die einfache und sichere Fixierung von Beinbeutelsystemen. Fixiert Beinbeutel und Schläuche ohne einzuengen. Der Fixierstrumpf ist bei 60 °C waschbar und universell passend für alle gängigen Beinbeutelsysteme mit 500 ml oder 750 ml Fassungsvermögen. Durch die gerippte und weiche Gewebestruktur hat dieses Produkt einen sehr hohen Tragekomfort.

Variante	Art.-Nr.	PZN	Hilfsmittelpos.-Nr.
Oberschenkel	07/20/OS/UV	02352482	15.99.99.0009
Obersch. Gr. L	07/20/OS/UV/L	12353407	15.99.99.0009

Abbildung kann vom Original abweichen.

Variante	Art.-Nr.	PZN	Hilfsmittelpos.-Nr.
Unterschenkel	07/20/US/UV	02352401	15.99.99.0009

Abbildung kann vom Original abweichen.



Verpackung: einzeln  
 Verpackungseinheit: 1 Stück

# URONOVIS® Urinbeutel-Tasche

Urinbeutel-Tasche zur diskreten Fixierung  
von Urinbeuteln mit 2000 ml Volumen

## Urinbeutel-Tasche 100 % Baumwolle

Waschbar: 40 °C

Größe: für Urinbeutel  
mit 2000 ml Volumen

- Die Urinbeutel-Tasche ist konzipiert, um Patienten die Möglichkeit zu eröffnen, an Geschehnissen des täglichen Lebens teilzunehmen, ohne dass die visuelle Präsenz des Urinauffangbeutels im Vordergrund steht.



### Einfache Anwendung


Klettverschluss an der Urinbeutel-Tasche öffnen, den Urinauffangbeutel einlegen und den Klettverschluss wieder schließen.

### Verschluss zur schnellen Sichtung

Der durchgängige Klettverschluss am unteren Ende der Urinbeutel-Tasche lässt sich zur Sichtkontrolle des Füllstandes komplett öffnen.

Art.-Nr.	PZN	Hilfsmittelpos.-Nr.
07/25/BT/blau	11599359	15.99.99.0009
07/25/BT/grau	11599359	15.99.99.0009

Abbildung kann vom Original abweichen.



### Öffnung zum Ablassen der Beutelfüllung

Zur einfachen Entleerung des Beutelinhaltes, ist für den Ablasshahn an der Unterseite der Tasche ein weiterer Klettverschluss eingearbeitet.

Verpackung: einfach  
Verpackungseinheit: 10 Stück



**Gut und diskret fixiert**

Zur sicheren Befestigung an Rollatoren oder Rollstühlen sind universell passende Klettfixierungen vorhanden.

# URONOVIS® -Oberschenkel und Taillexierung Universal

## Katheterfixierung

Waschbar: 60 °C

Größe: Uni

- Die Oberschenkel und Taillexierung ist ein Klettband für die einfache und sichere Fixierung von transurethralen und suprapubischen Ballonkathetern. Das Klettband ist individuell auf die Bedürfnisse anzupassen und kann einfach mit Hilfe einer Schere entsprechend gekürzt werden. Durch die zweizüngige Lasche wird der Katheter sicher fixiert ohne das Lumen zu reduzieren. Die auf dem Klettband angebrachte Fixierlasche ist universell passend für alle Größen von Ballonkathetern. Auf Grund der weichen Polsterung und extremen Breite von 40 mm hat das Klettband einen ausgezeichneten Tragekomfort. Da der Ballonkatheter auf dem Band aufsitzt, ist der Wechsel einfach durch lösen der Klettlasche durchzuführen, ohne das Klettband zu entfernen. Das vorzeitige Herausrutschen oder Entfernen des Katheters und die dadurch außerplanmäßigen Katheterwechsel entfallen.
- Das Klettband ist bei 60 °C waschbar und somit mehrfach zu verwenden.



Art.-Nr.	PZN	Hilfsmittelpos.-Nr.
05/10/LW/UV	00550048	15.99.99.0009

Abbildung kann vom Original abweichen.

Verpackung: einzeln  
Verpackungseinheit: 10 Stück

# URONOVIS® -Klettband Universal

Beinbeutelklettband (1 Paar) für das geschlossene Urindrainagesystem NOVIBAG Midi und Beinbeutel NOVIBAG Mini

## Beinbeutelhalterung

Waschbar: 60 °C

Größe: Uni

- Universelle Beinbeutelhalterung mit spezieller Schlauchfixierung zur Fixierung des geschlossenen Urindrainagesystems NOVIBAG Midi (07/14/1000/24-7; 07/15/1000/24-7; 07/16/100/24-7) und des Beinbeutels NOVIBAG Mini kurz (07/16/750/UV) oder NOVIBAG Mini lang (07/19/750/UV).



Art.-Nr.	PZN	Hilfsmittelpos.-Nr.
07/24/U/UN	04888560	15.99.99.0008

Abbildung kann vom Original abweichen.

Verpackung: einzeln  
 Verpackungseinheit: 10 Paar

# URONOVIS® EINBEINHOSE

## Einbeinhose

**Waschbar: 60 °C**

**Größe: Large 90-110 cm  
X-Large 98-120 cm**

- Aus weichem Baumwollmischgewebe (Baumwolle, Elasthan, Polyester, Polyamid)
- Komfortabler elastischer Körpergurt mit rückseitiger Silikonlinie, verhindert das Verrutschen und bietet sicheren Halt ohne einzuschneiden
- Verclo-Fixierungssystem
- Waschbar gemäß Waschetikett
- Hoher Tragekomfort für mehr Bewegungsfreiheit
- Fixierung des Beutelschlauches durch die Schlaufe oberhalb der Tasche
- Einfache Entleerung des Urinbeutels



Größe	Art.-Nr.	PZN
Large	07/30/EB/L	19213537
X-Large	07/30/EB/XL	19213543

Abbildung kann vom Original abweichen.

Verpackung: einfach nicht steril  
Verpackungseinheit: 1 Stück

# Information GMG

## (Gesundheits-Modernisierungs-Gesetz)

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie verwenden unsere hochwertigen urologischen Produkte oder werden mit diesen versorgt.

Der Gesetzgeber schreibt uns seit dem 01.01.2004 vor, die Zuzahlung einzufordern. Die Zuzahlung für urologische Produkte beträgt **10 % des Hilfsmittelwertes, maximal 10,00 € pro Monat**.

Um die Zuzahlung korrekt berechnen zu können verlangen die Kostenträger (Krankenkassen), dass jedes ausgestellte Rezept mit dem **Versorgungszeitraum (VZ)** ausgewiesen sein muss. Desweiteren muss das Rezept auf der Rückseite vom Patienten oder einer beauftragten Person (z.B. Schwester, Pfleger, Arzt) unterschrieben werden.

Zuzahlungen müssen vom Patienten geleistet werden. Die Zuzahlungssumme darf jedoch nicht mehr als 2%, bei chronisch Kranken nicht mehr als 1%, des Jahresbruttoeinkommens ausmachen.

Übersteigt der Zuzahlungsbetrag aller benötigten Hilfsmittel diese Summe, können Sie sich von Ihrer Krankenkasse unterjährig befreien lassen.

**Denken Sie also bitte daran alle Rechnungen aufzuheben, denn nur mit diesen Kostennachweisen können Sie sich befreien lassen.**

**Beachten Sie bitte, dass Lieferanten, die Ihnen keine Rechnungen zur Vorlage bei der Krankenkasse zur Verfügung stellen, Ihren Antrag auf Befreiung gefährden können.**

Sollten Ihnen Rechnungen von Uronovis® verloren gehen, erhalten Sie selbstverständlich **kostenlos** eine Übersicht der an Sie gelieferten Artikel.

Sollten Sie Fragen rund um die Zuzahlung haben, stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung.

Ihr URONOVIS-Team

### Beispiel

Rezept (Bitte Lesegeräte durchlesen)

Krankenkasse (für Kostenträger)  
MK Musterkrankenkasse 17101

Name, Vorname des Versicherten  
Mustermann Manfred 03.09.18  
Musterstraße 150  
12345 Musterstadt

Kassen-Nr.  
2114819 532587853 5 1

Rezept-Nr.  
0956028 12/11 26.02.08

Vertragstitel  
Rp Urinbeutel 2000ml  
geschlossenes Drainagesystem mit  
Ablauf 4 Stück 110 cm Schlauch  
z: 137,86 VL\* 1 Monat

Dr. med. Mustermann  
Facharzt für Urologie  
Musterstraße 25  
1234 Musterstadt

bbbh

Bei Arbeitsmittel  
bestimmter

0956028Y

Empfangsbestätigung für Hilfsmittel

Vermerke der Krankenkasse

1 Datum 26.2.18  
2 Unterschrift des Kostenträgers  
3

URONOVIS®  
PRODUKTE FÜR MEDIZIN

Uronovis GmbH  
Telefon 0181 21111111 | Telefax 0181 21111111  
E-Mail info@uronovis.de | www.uronovis.de

Beispiel der Apotheke / des Lieferanten

Wird das Arzneimittel während der allgemeinen Lieferfrist (gemäß § 3 Abs. 1 des Gesetzes über den Ladenschluss abgefordert, so hat der Patient eine Gebühr (2,50 EUR) zu zahlen, sofern der Arzt nicht einen entsprechenden Vermerk (nicht) einträgt.

# Hilfsmittel-Pass für Reisende

## Für Sie kostenfrei und unverbindlich!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wenn Sie auf Reisen sind und Ihre medizinischen Hilfsmittel mit sich führen, kann es unter Umständen bei der Sicherheitskontrolle zur Überprüfung Ihrer mitgeführten Gegenstände kommen oder Probleme verursachen. Die strengen Sicherheitsvorschriften definieren festgelegte Mengen für mitgeführte Flüssigkeiten sowie Größen für Handgepäck und einiges mehr.

Damit ihr spezielles Handgepäck problemlos an den Sicherheitskontrollen vorbeikommt, halten wir für Sie ein Dokument bereit, um Ihre Hilfsmittel auszuweisen.

Dieser Pass dokumentiert und bestätigt den Bedarf Ihrer notwendigen Hilfsmittel. Natürlich müssen Sie dieses Dokument vorher Ihrem behandelnden Arzt vorlegen, damit dieser ihn ausfüllen, mit Kassenstempel versehen und unterschreiben kann.

Das praktische Format in Kreditkarten-Größe passt in (fast) jeden Geldbeutel, sodass Sie diesen jederzeit bei sich führen können – auch ohne auf Reisen zu sein.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Urlaub und schenken Ihnen diesen Hilfsmittel-Pass. Einfach anrufen, e-mailen, faxen und kostenfrei und unverbindlich anfordern.

Ihr URONOVIS-Team



**URONOVIS®**  
PRODUKTE FÜR DIE MEDIZIN

**Uronovis GmbH**  
**Merkurstraße 50**  
**67663 Kaiserslautern**

Tel.: +49 631 320 43 33  
Fax: +49 631 320 43 46

[info@uronovis.de](mailto:info@uronovis.de)  
[www.uronovis.de](http://www.uronovis.de)